



DAkkS-Kalibrierservice für Industrie- und Laborwaagen.





Eine periodische, rückführbare Kalibrierung Ihrer Waagen ist von zentraler Bedeutung, weil nur so kann die Einhaltung vorgegebener Werte in qualitätskritischen Prozessen gewährleistet werden. Hi-Tec-Support GmbH garantiert Ihnen einen Waagenkalibrierservice auf höchstem internationalem Niveau, denn neben den Zertifizierungen nach ISO 13485 und ISO 9001 ist Hi-Tec-Support GmbH auch DAkkS-akkreditiert für Vor-Ort-Kalibrierungen von elektronischen Waagen (ISO 17025).

Ihre Vorteile

- Vollständige Konformität und Audit-Bereitschaft dank rückführbarer Kalibrierung entsprechend ISO 17025
- Exakte und konsistente Ergebnisse über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Waagen dank regelmässiger Kontroll- und Kalibrierbesuche
- Rechtssicherheit und hohes Qualitätsniveau dank unabhängiger, rückführbarer und vollständig dokumentierter Kalibrierung
- Weltweite Anerkennung der Kalibrierscheine

Unser erfahrenes Laborpersonal führt die Kalibrierung in Ihrem Labor mit hochwertigem Prüfequipment und nach standardisierten Abläufen durch. Als unabhängiges Serviceunternehmen kalibrieren wir Waagen aller Hersteller und bis zu einer Höchstlast von 600kg. Profitieren Sie von unserem fairen Preis/Leistungs-Angebot und sichern Sie sich einmalige Qualität.

Service

- Jährlicher Kontroll- und Kalibrierbesuch
- Sichtkontrolle inkl. Typenschildkontrolle
- Standortbeurteilung
- Kalibrierung nach DIN ISO/IEC 17025/2005
- Messunsicherheitsberechnungen
- Ausstellung eines DAkkS-Kalibrierscheins
- auf Wunsch: Mindesteinwaagezertifikat

Kundenseitige Voraussetzung

- Gerät steht am Wartungsort
- Netzspannung ist hergestellt
- Gerät ist ausreichend akklimatisiert
- Freier Zugang zum Gerät



Bezeichnung	Auflösung	Messbereich
Mikrowaage	0.000001g	≤ 10 kg
Semimikro- / Analysewaage	0.0001g - 0.00001g	≤ 32 kg
Präzisionswaage	0.1 - 0.001g	≤ 32 kg
Hochlast 1	-	32 kg - 60 kg
Hochlast 2	-	61 kg - 250 kg
Hochlast 3	-	251 kg - 600 kg

Schweiz +41 52 214 33 00
 Deutschland +49 221 1602 53 51
 Mail info@hi-tec-support.com

www.hi-tec-support.com



SCHWEIZ

Hi-Tec-Support GmbH
 Wanistrasse 7
 CH- 8422 Pfungen/Winterthur
 Phone +41 52 214 33 00

DEUTSCHLAND

Hi-Tec-Support GmbH
 Hohenzollernring 57
 DE - 50672 Köln
 Phone +49 221 1602 53 51

ÖSTERREICH

Hi-Tec-Support GmbH
 An der goldenen Stiege 25/10
 AT - 2340 Mödling
 Phone +43 2236397 100